

Поликлональное Антитело Anti-Angptl8 Для Wb, Elisa — Q6Uxh0

Артикул: CM0021527

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ANGPTL8 (бетатрофина), валидированное для WB и ELISA. Детектирует ANGPTL8 человека, мыши и крысы (~22 кДа). Ключевой инструмент для изучения липидного обмена, регуляции триглицеридов и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ANGPTL8
Примечания/синонимы	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
Вид	Человек
GeneID (человек)	55908
GeneID	55908
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-198 человеческого ANGPTL8 (NP_061157.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6UXH0
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом