


Поликлональное Антитело Против Ank3 Для If/Icc, Ифа — Q12955

Артикул: CM0021412



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ANK3/анкирину-G, валидированное для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для исследований в области нейронауки, мышечной ткани и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANK3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MRT37; ANKYRIN-G; ANK3
Вид	Человек
ID гена (человек)	288
ID гена	288
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q12955
Молекулярная масса белка	480 кДа
Доставка	Сумка-холодильник