

Поликлональные Антитела К Ankhd1 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q8Iwz3

Артикул: CM0023143

введение

Кроличьи поликлональные антитела к ANKHD1 человека для детекции ANKHD1 (MASK) в методах Вестерн-блот и ИФА. Этот структурный белок ассоциирован с фенотипом лейкозных клеток и регуляцией апоптоза. Идеально подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANKHD1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	54882
ID гена	54882
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1620-1800 ANKHD1 человека (NP_060217.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8Iwz3
Молекулярная масса белка	269 кДа
Доставка	Айс-пакет