

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ankhd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Iwz3

Артикул: CM0027684

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка ANKHD1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований биологии лейкозных клеток, апоптоза и скаффолд-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANKHD1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54882
GeneID	54882
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8Iwz3
Молекулярная масса белка	269 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике