

Кроличья Поликлональная Антитело К Ankle2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q86XI3

Артикул: CM0021378

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ANKLE2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA; реагирует с белком человека, мыши и крысы. Незаменимый инструмент для изучения повторной сборки ядерной оболочки во время митоза и развития мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANKLE2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Lem4; LEMD7; MCPH16; KIAA0692; ANKLE2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23141
Идентификатор гена	23141
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86XL3
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодильный пакет