

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ankrd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15327

Артикул: CM0026991

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ANKRD1 (кардиальный анкирин-повторный белок). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеальны для исследований сердечно-сосудистой системы и эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АНКРД1 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27063
ID гена	27063
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого ANKRD1 (NP_055206.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15327
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом