

## Поликлональное Кроличье Антитело Против Ankrd28 Для Вестерн-Блота, Ифа - O15084

Артикул: CM0028037

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ANKRD28 (PITK/FAP79), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения дефосфорилирования, опосредованного PP6, и сигнальных путей клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ANKRD28 кроличье pAb                                                                                                |
| Примечания/Алиасы         | PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 23243                                                                                                               |
| ID гена                   | 23243                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого ANKRD28 (NP_056014.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блот, ИФА                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                       |
| SWISS                     | O15084                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 113 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                  |