

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ankrd46 - Q86W74

Артикул: CM0021211

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ANKRD46, подходящее для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований мембранных белков и анкириновых повторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANKRD46 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ANK-S; GENX-115279; ANKRD46
Вид	Человек
ID гена (человек)	157567
ID гена	157567
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-232 человеческого ANKRD46 (NP_001257308.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q86W74
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет