

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ankrd52 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nb46

Артикул: CM0024441

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ANKRD52, предполагаемую регуляторную субъединицу PP6. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ANKRD52
Примечания/Алиасы	ANKRD33; ANKRD52
Вид	Человек
ID гена (Человек)	283373
ID гена	283373
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-660 человеческого белка ANKRD52 (NP_775866.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NB46
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	В пакете со льдом