


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Anln Для Вб, Ифа — Q9Nqw6

Артикул: CM0026085



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ANLN, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследования цитокинеза, клеточного деления и биологии подоцитов. Направлены на С-концевую область (аа 845-1124).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANLN Rabbit pAb
Примечания/Альясы	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
Вид	Человек
ID гена (человек)	54443
ID гена	54443
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 845-1124 человеческого ANLN (NP_061155.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NQW6
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	Холодильный пакет