


Кроличьи Поликлональные Антитела К Аннексину A11 Для ВБ, Иф/Ицк, Ип, Ифа — P50995

Артикул: CM0026508



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому Аннексину A11, валидированные для ВБ, ИФ/ИЦК, ИП и ИФА. Перекрестная реакция с мышиными и крысиными образцами. Рекомбинантный иммуноген, белок с молекулярной массой 54 кДа, предназначены для исследований клеточного деления и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Annexin A11 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
Вид антитела	Человек
ID гена (человек)	311
ID гена	311
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 276-505 человеческого Аннексина A11 (NP_001148.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50995
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет