


## Моноклональное Антитело Против Аннексина А2 Для Вб, Игг-П, Ифа - P07355

Артикул: CM0003749



### введение

Кроличье моноклональное антитело к Аннексину А2, валидированное для ВБ, ИГГ-П и ИФА на материале человека, мыши и крысы. Белок, регулируемый кальцием, связывающийся с мембранами, участвует в исследованиях свертывания крови, фибринолиза и рака. Мишень продукта соответствует SWISS P07355.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к Аннексину А2                            |
| Примечания/алиасы         | P36, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, PAP-IV, HEL-S-270, Annexin A2 |
| Вид                       | Человек                                                                    |
| ID гена                   | 302                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                                                       |
| Источник                  | Кролик                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                    |
| Применение                | WB, ИHC-P, ELISA                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                       |
| SWISS                     | P07355                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 39кДа                                                                      |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                          |