

Поликлональные Антитела Против Аннексина A2 Для Wb - P07355

Артикул: CM0022126



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Аннексина A2 (p36, ANX2, LIP2), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходят для изучения регулируемого кальцием связывания с мембраной и стабильности эндосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Аннексин A2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; Аннексин A2
Вид	Человек
ID гена	302
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-339 человеческого Аннексина A2 (NP_004030.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07355
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом