

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Annexin A4/Annexin Iv Для Wb И Elisa - P09525

Артикул: CM0013795



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Annexin A4/Annexin IV, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для изучения кальций-зависимого слияния мембран и экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Annexin A4/Annexin IV
Примечания/синонимы	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	307
Идентификатор гена	307
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112–321 человеческого Annexin A4/Annexin IV (NP_001144.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P09525
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом