

Поликлональные Антитела Против Аннексина A5/Аннексина V Для Wb, Ihc-P, Elisa - P08758

Артикул: CM0016098



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Аннексина A5 (Аннексина V), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой; ~36 кДа. Подходят для исследований антикоагулянтов и свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Аннексин A5/Аннексин V кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Аннексин A5/Аннексин V
Вид	Человек
ID гена	308
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-320 человеческого Аннексина A5/Аннексина V (NP_001145.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08758
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом