

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Annexin A5/Annexin V Для Wb, If/Icc, Elisa — P08758

Артикул: CM0021507



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к Annexin A5/Annexin V, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения свертывания крови и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KO] Кроличье поликлональное антитело к Annexin A5/Annexin V
Примечания/синонимы	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; V
Вид	Человек
GeneID (человек)	308
GeneID	308
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-320 человеческого Annexin A5/Annexin V (NP_001145.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08758
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет