


Моноклональное Антитело Против Аннексина А6/Аннексина VI Для Wb, Ihc-P, Ифа — P08133

Артикул: CM0007367



введение

Кроличье моноклональное антитело к Аннексину А6/Аннексину VI, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Белок с молекулярной массой 76 кДа, иммуноген — аминокислоты 324–673. Идеально подходит для изучения кальциевого сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Annexin A6/Annexin VI кроличье мкАт
Примечания/алиасы	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Аннексин А6/Аннексин VI
Вид	Человек
GeneID (человек)	309
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08133
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом