


Поликлональные Антитела Против Аннексина А6/Аннексина VI Для ВБ, ИФА - P08133

Артикул: CM0024516



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Аннексина А6/Аннексина VI, валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Реагируют с антигенами человека и мыши. Направлены на кальций-связывающий белок, участвующий в мембранном трафике и ассоциации с CD21. Подходит для исследований в области клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] Кроличьи поликлональные антитела к Аннексину А6/Аннексину VI
Примечания/алиасы	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
Вид	Человек
GeneID (человек)	309
GeneID	309
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–250 человеческого Аннексина А6/Аннексина VI (NP_001146.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08133
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	С ледяным пакетом