

Поликлональные Антитела Против Ano1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q5Xxa6

Артикул: CM0014823

введение

Кроличы поликлональные антитела к ANO1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим и мышиным белками. Цель — кальций-активируемый хлоридный канал с молекулярной массой 114 кДа (TMEM16A/DOG1), критически важный для исследований ионного транспорта и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANO1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	DOG1, INDMS, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55107
ID гена	55107
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-500 человеческого ANO1 (NP_060513.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5XXA6
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Сумка со льдом