

Кроличья Поликлональная Антитела К Ano2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq90

Артикул: CM0029993

введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий ANO2 (Аноктамин-2/TMEM16B), валидирована для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Участвует в активности кальций-зависимых хлоридных каналов при обонянии и зрении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANO2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	C12orf3; TMEM16B; ANO2
Вид	Человек
ID гена (человек)	57101
ID гена	57101
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого ANO2 (NP_001265526.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQ90
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Ледяной пакет