

Антитело-Анти-Anp32A (Поликлональное, Кроличье) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P39687

Артикул: CM0028256



введение

Кроличьи pAb к ANP32A, валидированные для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Участвуют в подавлении опухоли, апоптозе, клеточном цикле, транскрипции. Использование в исследованиях хроматина и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANP32A Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAPI; I1PP2A; C15orf1; ANP32A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8125
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P39687
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	Сумка со льдом