


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Anp32b Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - Q92688

Артикул: CM0005458



### введение

Предназначено для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии, ELISA с белком ANP32B человека, мыши, крысы. Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на многофункциональный белок, участвующий в апоптозе, клеточном цикле, транскрипции и вирусной репликации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Спецификация                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ANP32B Кроличье mAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | APRIL; SSP29; RHAPI2; ANP32B                                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)                   | 10541                                                                                                                               |
| GeneID                             | 10541                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ANP32B (Q92688)                 |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                              | Q92688                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 29 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                    |