


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Anp32E Для Wb, Elisa — Q9Btt0

Артикул: CM0021346



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-ANP32E, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с ANP32E человека, мыши и крысы. Нацелено на шаперон гистонов, участвующий в удалении H2A.Z. Подходит для исследований IVD и разработки аналитических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ANP32E
Примечания/синонимы	LANPL; LANP-L; ANP32E
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	81611
Идентификатор гена	81611
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого ANP32E (NP_112182.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BTT0
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет