

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ant1/Ant2/Ant3/Ant4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

Артикул: CM0022252

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческих ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 (транслоказ ADP/ATP), подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований митохондриального метаболизма и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	291/292/293/83447
GeneID	291/292/293/83447
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200 до С-конца человеческого ANT1 (NP_001142.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12235/P05141/P12236/Q9H0C2
Молекулярный вес белка	33кДа/32кДа/35кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент