

Моноклональное Антитело Против Ant2/Slc25A5 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — P05141

Артикул: CM0006737

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому ANT2/SLC25A5 (АДФ/АТФ-транслоказа 2), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Подходит для исследований митохондрий и изучения метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANT2/SLC25A5 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; ANT2/SLC25A5
Вид	Человек
GeneID (человек)	292
GeneID	292
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-220 человеческого ANT2/SLC25A5 (NP_001143.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05141
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С ледяным пакетом