


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Anxa1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P04083

Артикул: CM0017211



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому ANXA1 (аннексину A1), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Определяет ANXA1 человека и крысы; идеально подходит для исследований воспаления и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANXA1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ANX1; LPC1; ANXA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	301
GeneID	301
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-346 человеческого ANXA1 (NP_000691.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P04083
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом