


Кроличья Поликлональная Антитела Против Анха13 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P27216

Артикул: CM0014752



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий аннексин A13 (ANXA13), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагируют с ANXA13 человека, мыши и крысы. Подходят для изучения кальций-зависимого связывания с мембранами и биологии кишечного эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANXA13 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	ISA; ANX13; ANXA13
Вид	Человек
ID гена (Человек)	312
ID гена	312
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-316 человеческого ANXA13 (NP_004297.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27216
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом