

Поликлональное Антитело Против Анха3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P12429

Артикул: CM0017409



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Аннексин А3 (ANXA3), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к человеческому белку и белку крысы. Идеально для изучения ингибирования фосфолипазы А2 и механизмов коагуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANXA3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ANX3, ANXA3
Вид	Человек
GeneID	306
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого ANXA3 (NP_005130.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P12429
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом