

Поликлональное Антитело Против Анха3 Для Вестерн-Блоттинга — P12429

Артикул: CM0025389



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ANXA3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Направлено на ингибитор фосфолипазы A2 аннексин A3, подходит для исследований свертывания и фосфолипидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANXA3, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	ANX3; ANXA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	306
GeneID	306
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-323 человеческого ANXA3 (NP_005130.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12429
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Хладоэлемент