

Кроличья Поликлональная Сыворотка Anti-Anxa8L2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5Vt79

Артикул: CM0026169

введение

Кроличья поликлональная сыворотка, нацеленная на аннексин A8-подобный белок 1 (ANXA8L2, Q5VT79). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит в качестве сырья для in vitro диагностики (IVD) для разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная сыворотка ANXA8L2
Примечания/Альтернативные названия	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	728113
ID гена	728113
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-276 человеческого ANXA8L2 (NP_001265853.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VT79
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом