


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Аос3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16853

Артикул: CM0023158



введение

Кроличьи поликлональные антитела против содержащей мед аминоксидазы 3 человека (АОС3/VAP-1). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для изучения функции аминоксидазы и адгезии лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АОС3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	НРАО; SSAO; VAP1; VAP-1; АОС3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8639
ID гена	8639
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-190 АОС3 человека (NP_003725.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16853
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом