


Кроличья Поликлональная Антитело К Aox1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q06278

Артикул: CM0027923



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому AOX1 (альдегидоксидаза 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИХК в клетках и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований метаболизма ксенобиотиков и лекарств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AOX1
Примечания/алиасы	АО; AOH1; AOX1
Вид	Человек
ID гена (человек)	316
ID гена	316
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 340-590 человеческого AOX1 (NP_001150.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06278
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	С ледяным пакетом