


Кроличье Поликлональное Антитело Против AP1B1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q10567

Артикул: CM0020308



введение

Кроличье поликлональное антитело против AP1B1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с AP1B1 человека, мыши и крысы, субъединицей клатринового адапторного комплекса, участвующей в сортировке белков в транс-Гольджи сети и эндосомах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP1B1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ADTB1; BAM22; KIDAR; AP105A; CLAPB2; AP1B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	162
GeneID	162
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 белка AP1B1 человека (NP_001118.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q10567
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом