

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Ap1G1 Для Wb, IHC-P, Elisa - O43747

Артикул: CM0003510



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против AP1G1 для WB, IHC-P и ELISA. Распознают субъединицу гамма-1 комплекса AP-1 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения опосредованного клатрином сортировки белков и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP1G1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	164
ID гена	164
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 723-822 человеческого AP1G1 (O43747)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43747
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	Сумка-холодильник