

## Поликлональное Антитело Против Ар1М1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bxs5

Артикул: CM0015609

### введение

Кроличьи pAb против AP1M1 — поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживает субъединицу  $\mu$ -1 комплекса AP-1 у человека, мыши и крысы. Используется в исследованиях сортировки белков и клатрин-зависимого трафика.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | AP1M1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдонимы     | AP47, $\mu$ 1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)         | 8907                                                                                                                               |
| ID гена                   | 8907                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого AP1M1 (NP_115882.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | Q9BX55                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 49 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                   |