

Поликлональные Антитела Против Ар1М2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9Y6Q5

Артикул: CM0029657

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против AP1M2 (мю-2 субъединицы комплекса AP-1). Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований сортировки белков и траффика, опосредованного клатрином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP1M2, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10053
ID гена	10053
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 164–423 человеческого AP1M2 (NP_005489.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6Q5
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент