

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Ap2A1 Для Wb, If/Icc, Elisa — O95782

Артикул: CM0011283

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий AP2A1 (SWISS O95782), для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клатрин-опосредованного эндоцитоза и транспорта мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP2A1 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	160
GeneID	160
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого AP2A1 (O95782).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95782
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом