

Моноклональное Антитело Против Ар2М1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Cw1

Артикул: CM0002165



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому AP2M1 (мю-субъединица AP-2), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Обнаруживает белок с молекулярной массой 50 кДа. Идеально подходит для исследований эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP2M1 кроличье мАт
Примечания/алиасы	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1173
ID гена	1173
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 300–400 человеческого AP2M1 (Q96CW1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96CW1
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет