

Кроличья Поликлональная Антитела Против AP2M1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Cw1

Артикул: CM0016197



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на AP2M1, ключевую субъединицу AP-2 адапторного комплекса, участвующего в клатрин-опосредованном эндоцитозе. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к образцам человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP2M1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1173
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 134-433 человеческого AP2M1 (NP_004059.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96CW1
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом