

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-AP2M1 Для Wb, Elisa — Q96Cw1

Артикул: CM0019136



введение

Поликлональное кроличье антитело CamelBio к AP2M1, валидированное для WB и ELISA, нацелено на μ -субъединицу комплекса AP-2, участвующую в клатрин-опосредованном эндоцитозе. Подходит для образцов человека; выявляемая молекулярная масса составляет 50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AP2M1
Примечания/синонимы	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1173
GeneID	1173
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96CW1
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом