


Моноклональное Кроличье Антитело К Ap2S1 Для Вб И Ифа - P53680

Артикул: CM0010806



введение

Анти-AP2S1 кроличье моноклональное антитело, 17 кДа, валидировано для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью; идеально подходит для изучения клатрин-опосредованного эндоцитоза и функции адапторного белкового комплекса 2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP2S1 кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	AP17; FBH3; HNC3; FBHOK; CLAP52; AP2S1
Вид	Человек
GeneID	1175
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 1-100 белка человека AP2S1 (P53680)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P53680
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовой пакет