


Анти-AP2S1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53680

Артикул: CM0015431



введение

Поликлональные антитела кролика против AP2S1 (сигма-субъединица комплекса AP-2), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают AP2S1 человека, мыши и крысы. В качестве иммуногена использован рекомбинантный белок, покрывающий N-концевую область. Необходимы для изучения клатрин-зависимого эндоцитоза и внутриклеточного транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	AP2S1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AP17; FBH3; HNC3; FBHOK; CLAP52; AP2S1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1175
ID гена	1175
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого AP2S1 (NP_004060.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53680
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент