

Поликлональное Антитело Кролика Против Ар3D1 Для Вб, Ифа - O14617

Артикул: CM0018013



введение

Поликлональное антитело кролика против AP3D1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с AP3D1 человека и мыши. Идеально подходит для исследования адапторного комплекса AP-3, лизосомального траффика и синдрома Германского-Пудлака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP3D1 кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	ADTD; HPS10; hBLVR; AP3D1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8943
ID гена	8943
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 520-700 AP3D1 человека (NP_003929.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реакция	Человек, Мышь
SWISS	O14617
Молекулярная масса белка	130 кДа
Доставка	Холодильный пакет