

Антитела Кролика Против Ap3S2 (Поликлональные) Для Wb, If/Icc, Elisa - P59780

Артикул: CM0021560

введение

Поликлональные антитела кролика против AP3S2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают AP3S2 человека, мыши и крысы, субъединицу комплекса AP-3, участвующего в везикулярном транспорте от аппарата Гольджи к лизосомам. Для исследований клеточного транспорта и лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP3S2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AP3S3; sigma3b; AP3S2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10239
ID гена	10239
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого AP3S2 (NP_005820.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P59780
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом