


Кроличье Моноклональное Антитело Против Araf1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Elisa - O14727

Артикул: CM0008325



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий APAF1. Валидировано для WB и ELISA, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Детектирует эндогенный белок APAF1 (38-142 кДа).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] APAF1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	CED4, APAF-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	317
ID гена	317
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 470-600 человеческого APAF1 (NP_863651.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14727
Молекулярная масса белка	38-142 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом