

Поликлональное Антитело Против Arpa1 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02410

Артикул: CM0023631



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на APBA1 (MINT1/X11). Валидировано для IHC-P, IF/ICC, ELISA в тканях человека и мыши. Важный инструмент для изучения экзоцитоза синаптических везикул, процессинга APP и трафика рецепторов NMDA. Надежный выбор для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APBA1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	320
ID гена	320
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-390 человеческого APBA1 (NP_001154.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q02410
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом