

Кроличья Поликлональная Антитело К Arbb1 Для Вб, Ифа - O00213

Артикул: CM0024557



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого APBB1 (FE65) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения ответа на повреждение ДНК, регуляции транскрипции и путей, связанных с болезнью Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APBB1 кроличья pAb
Примечания/алиасы	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	322
ID гена	322
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 359-708 человеческого APBB1 (NP_663722.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00213
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Хладоэлемент