


Поликлональные Антитела Против Аpc Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25054

Артикул: CM0025687



введение

Поликлональные антитела против APC, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с APC человека, мыши и крысы (312 кДа). Подходят для изучения подавления опухолей, сигнального пути Wnt и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Вид	Человек
GeneID (человек)	324
GeneID	324
Иммуноген	Рекомбинантный белок. Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 2600-2760 человеческого APC (NP_000029.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25054
Молекулярная масса белка	312 кДа
Доставка	Холодовая упаковка