

Кроличья Моноклональная Антитела Против Аpc Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P25054

Артикул: CM0005625



введение

Кроличья моноклональная антитела против белка APC человека (аденоматозный полипоз толстой кишки), валидированная для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований супрессоров опухолей и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Вид	Человек
GeneID	324
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2600-2760 человеческого APC (NP_000029.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25054
Молекулярная масса белка	312 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом