

Кроличье Моноклональное Антитело Против Арс Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P25054

Артикул: CM0002567



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого APC (аденоматозного полипоза толстой кишки) — супрессора опухолей в сигнальном пути Wnt. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	324
GeneID	324
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого APC (NP_000029.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25054
Молекулярная масса белка	312 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом